

DIREZIONE LABORATORIO ANALISI

Responsabile F.F. Dottoressa Monica Mangioni

All. I.O. LAB 1.05 31/08/217 Rev.1


ISTRUZIONI PER SANGUE OCCULTO FECI

MATERIALE PER LA RACCOLTA

Apposite provette fornite dal laboratorio analisi.

MODALITA' DI PRELIEVO

E' consigliabile eseguire la ricerca su 3 campioni di feci raccolte in differenti Defecazioni (anche nella stessa giornata).



- Svitare ed estrarre l'intero tappo del flaconcino a cui è collegata l'asticella di prelievo, facendo attenzione a non versare il liquido contenuto.
- Inserire l'estremità dell'asticella nelle feci in più punti, è sufficiente la quantità di feci che rimane sulle scanalature della parte finale del bastoncino.
- Inserire l'asticella nel flaconcino, riavvitare e quindi premere fino a sentire un click
- Scuotere il flacone vigorosamente dall'alto verso il basso
- Scrivere Cognome e Nome sul campione
- Conservare il flaconcino con le feci in frigorifero

PRECAUZIONI PER LA RACCOLTA:

- Non sono necessarie diete particolari ma nei 2-3 giorni precedenti l'esame non si deve assumere aspirina o antinfiammatori
- Evitare di contaminare le feci con le urine.
- Il prelievo non deve essere eseguito durante il flusso mestruale.
- Se si è affetti da emorroidi non eseguire il prelievo se sono sanguinanti.
- Non utilizzare la provetta in caso di rottura del bastoncino o di perdita del liquido in essa contenuto.

Per ulteriori chiarimenti, telefonare al Laboratorio Analisi al seguente numero: 011 9933369 dal lunedì al venerdì tra le ore 11.00 e le ore 15.00



≤ segreteria.lab@ircc.it



